

**ELEVACIÓN - PROTECCIÓN - DESCANSO**

## Arnés verticalización o bipedestación


Para verticalizadores por tracción

**Ámbito:** Desde la posición de sentado podemos: incorporar, cambiar los pañales, acompañar al WC, vestir / desvestir y trasladar.

**Reglaje:** Las cintas de sujeción, con 4 bucles en cada lado, permiten adaptar la altura adecuada al paciente.

**Usuario:** Persona tónica, simétrica y sin problemas óseos. (A valorar por profesional).

**Confort:** La zona acolchada proporciona mayor comodidad al paciente evitando posibles rozaduras en los brazos.




**Seguridad:** La faja abdominal permite una sujeción rápida mediante velcro, y segura gracias a las solapas elásticas que se ciñen al cuerpo y evitan posibles deslizamientos al incorporar al usuario.

**Limpieza:** A mano evitando detergentes clorados. No planchar. No utilizar secadora.

### Faja abdominal

Con solapas de ajuste elásticas asegura una perfecta sujeción.



### Características Técnicas:

Cinta de 40 mm..... Poliéster 100%  
Tejido ..... Poliéster 100%  
Hilo..... Poliéster 100%  
Acolchado..... Polietileno  
Nº Cintas de sujeción ..... 2



Referencia	Talla	Medidas de cintura
CI009	G	105-120 cm.
CI010	P	80-95 cm.
CI011	XL	120-135 cm.
CI012	XXL	135-150 cm.